




1. Pilih **Control Panel->Device and Printer**.




2. Cari printer yang sudah di install **EPSON PLQ-20 ESC/P2**.




3. Klik kanan shortcut printer tersebut, kemudian pilih **Printing Preferences**.




4. Pada indos akane menampilkan popup untuk setting Printer.




5. Pilih menu **User Defined Paper**.



6. Windows akan menampilkan menu untuk melakukan pengaturan ukuran kertas print.




7. Beri penamaan untuk printer ICV, misalnya **ICV PRINTER**




8. Kemudian atur untuk ukuran kertas dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Width = 16.80 cm
- b. Height= 12.60 cm



9. Kemudian tekan tombol **Save**.




10. Setelah pengaturan tersimpan, pilih tombol **OK**.

Melakukan PRINT ICV pada Aplikasi


1. Pilih Menu **Penerbitan Dokumen ICV**.



2. Pilih menu **Daftar ICV**.



3. Klik No ICV pada data table untuk melakukan print ICV.



A screenshot of a data table with the following columns: 'No ICV', 'Nama', 'Date Of Birth', and 'Sex'. The first row's 'No ICV' value, 'G00-173447', is highlighted with a red rectangular border.

No ICV	Nama	Date Of Birth	Sex
<u>G00-173447</u>	ANDY FARDIYAN CHAIRUDDIN	1980-11-05	Men
F00-035331	PUTU SUMAHANDRIYANI	1990-03-24	Women
G00-518821	ZAINAL WASSAHUA ABU BAKAR	1982-07-06	Men
G00-467439	MARWANSYAH ARIFIN ADI	1984-10-15	Men
G00-019621	SADIYAH	1957-07-07	Women
G00-467435	DENLEFEBRIANALWI	1978-03-05	Women

4. Aplikasi menampilkan detail data ICV.

International Certificate Vaccination Or Prophylaxis - Detail

* Kantor Kesehatan Pelabuhan
Bandung / Bandung (Bandara Husein Sastranegara)

* Tanggal Penerbitan
2017-02-16

Status Dokumen
▼

* No. Dokumen
G00-173447

* Barcode Number
G00-173447

* This is to certify that [Name]
ANDY FARDIYAN CHAIRUDDIN

* Date Of Birth
1980-11-05

* Sex
Men

* Nationality
Indonesia ▼

National Identification Documents, If Applicable
A 4390748

5. Klik tombol .
6. Aplikasi menampilkan popup pengaturan data apa saja yang akan di print. Melakukan print dilakukan dengan cara centang data yang akan di print. Berikut penjelasannya:

Konfirmasi

Print Sertifikat Utama

DETAIL

	Vaccine or prophylaxis	Date	Signature and profesional status of supervising clinician	Manufacture and batch no. of vaccine or prophylaxis	Certificate valid until	Official stamp of the administering centre
<input type="checkbox"/>	MENINGOCOCCAL DISEASE	2017-02-16	dr. MARTYANTI SUNINDIO	MENIVAX ACYW, BIOFARMA, 201602002	2019-02-16	KKP PONTIANAK 1728

OTHER VACCINATIONS/AUTRES VACCINATIONS

	Disease targeted	Date	Manufacture, brand name and batch no. of vaccine	Next Booster (date)	Official stamp and signature

- a. **Print Sertifikat Utama**
- i. Print nama lengkap pada halaman depan ICV.
 - ii. Print data pada halaman kedua dan ketiga.

INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS		CERTIFICAT* INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE			
This is to certify that [name]		Nous certifions que [nom]			
date of birthsex		né(e) le de sexe			
nationality		et de nationalité			
national identification document, if applicable		document d'identification national, le cas échéant			
whose signature follows		dont la signature suit			
has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition)		a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre: (nom de la maladie ou de l'affection)			
in accordance with the International Health Regulations.		conformément au Règlement sanitaire international.			
Vaccine or prophylaxis Vaccin ou agent prophylactique	Date Date	Signature and professional status of supervising clinician Signature et titre du clinicien responsable	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numéro du lot	Certificate valid from: until: Certificat valable à partir du : jusqu'au :	Official stamp of the administering centre Cachet officiel du centre habilité
1.					
2.					
3.					
* Requirements for validity of certificate on page 2.		* Voir les conditions de validité à la page 3.			

b. Print DETAIL


- i. Melakukan print pada halaman kedua dan ketiga.


INTERNATIONAL CERTIFICATE* OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS		CERTIFICAT* INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE PROPHYLAXIE			
This is to certify that [name]		Nous certifions que [nom]			
date of birthsex		né(e) le de sexe			
nationality		et de nationalité			
national identification document, if applicable		document d'identification national, le cas échéant			
whose signature follows		dont la signature suit			
has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition)		a été vacciné(e) ou a reçu des agents prophylactiques à la date indiquée contre: (nom de la maladie ou de l'affection)			
in accordance with the International Health Regulations.		conformément au Règlement sanitaire international.			
Vaccine or prophylaxis Vaccin ou agent prophylactique	Date Date	Signature and professional status of supervising clinician Signature et titre du clinicien responsable	Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis Fabricant du vaccin ou de l'agent prophylactique et numéro du lot	Certificate valid from: until: Certificat valable à partir du : jusqu'au :	Official stamp of the administering centre Cachet officiel du centre habilité
1.					
2.					
3.					
* Requirements for validity of certificate on page 2.		* Voir les conditions de validité à la page 3.			


c. Print OTHER VACCINATIONS/AUTRES VACCINATIONS

- i. Untuk melakukan print pada halaman 4 dan seterusnya.

7. Setelah memilih data apa saja yang akan di print, kemudian klik tombol Lanjutkan.
8. Aplikasi akan menampilkan halaman print preview.




9. Kemudian klik shortcut yang bergambar , atau menekan **ctrl+P**.
10. Aplikasi akan menampilkan halaman pengaturan print.



11. Pengaturan Destination


- a. Apabila print EPSON PLQ 20 belum di setting, pada field destination klik tombol Change.
- b. Pilih **EPSON PLQ 20 ESC/P2**.



c. Klik 2x pada pilhan printer.


12. Pengaturan Pages

- a. Pilih ALL untuk melakukan print seluruh halaman, artinya user melakukan print ICV dari halaman depan sampai halaman akhir. Masukan Dokumen ICV setelah di print dan dokumen keluar, ubah halaman selanjutnya kemudian masukan kembali secara berurutan.
- b. Pilih pages berfungsi untuk melakukan print dengan menentukan halaman mana saja yang akan di print. Misalnya user menulis angka 1,3 artinya user melakukan print halaman 1 dan 3.




13. Pengaturan Paper Size


- a. Pilih nama printer yang sudah di setting sebelumnya.



14. Kosongkan pilihan centang untuk option **fit to page**.



15. Selanjutnya isikan pada column scale = 100



16. Selanjutnya, klik tombol **Print**.